



***Spécialistes en **RÉÉDUCATION** et en
PARCOURS D'ACTIVITÉS SANTÉ
POUR LES SÉNIORS***



Fabricant : Ortotecsa,s.l. C/Peña de Francia,8 – 28500 Arganda del Rey (Madrid), Espagne.
Tél : +34 918719132 / Fax : +34 918719323 – email : info@ortotecsa.com, www.ortotecsa.com

Ortotecsa,S.L.

C/Peña de Francia,8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)
Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323
Email: info@ortotecsa.com / Web: www.ortotecsa.com

Vous êtes-vous déjà demandé...

Qui accompagne nos enfants au parc tous les jours ?
Quelles sont les personnes qui disposent de plus de temps libre ?
Qui a besoin d'un espace en plein air à proximité de chez soi ?



La réponse est simple...**LES SÉNIORS**

Que font les séniors dans les parcs ?



Pourquoi rester assis quand on peut travailler sa motricité ?

Que pouvons-nous faire ?

Quelles activités peuvent réaliser les séniors ?
Quels moyens mettons-nous à leur disposition ?
Comment pouvons-nous contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie ?

Ortotecsa, S.L.

C/Peña de Francia, 8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsa.com / Web: www.ortotecsa.com

PARCOURS D'ACTIVITÉS SANTÉ POUR LES SÉNIORS

Avantages

- Espace de loisir pour les séniors dans un parc, qui permettra non seulement aux séniors de profiter de leur utilisation, mais aussi aux personnes qui, à cause d'une déficience ou d'une nécessité, ont besoin d'une rééducation.
- Exercer et rééduquer différentes articulations du corps selon l'appareil utilisé.
- Sans nécessité de soutien de kinésithérapeutes.
- Appareils étudiés et conçus par des spécialistes en rééducation.

Emplacement :

- Parcs publics
- Plages
- Résidence troisième âge
- Centres de jour
- Centres sociaux

Le vieillissement de la population est un phénomène croissant au niveau mondial. La baisse du taux de natalité et le prolongement de l'espérance de vie font qu'actuellement, les personnes de plus de 65 ans représentent plus de 65 % de la population européenne. Ce groupe de population est l'un des plus hétérogènes concernant les aspects *physico-fonctionnels, comportementaux, sociaux et d'environnement physique*. Pour ces raisons, **en tant que fabricants de Parcours d'activité santé pour les séniors, nous affirmons notre engagement pour des modèles faciles à utiliser, basés et pensés pour des personnes du troisième âge, en prenant en compte les préférences de ce collectif. En définitive, ils doivent s'adapter aux besoins et aux attentes de la personne âgée.**

Il faut prendre en compte que 70 % de la population de plus de 65 ans ne présente pas de handicap, cependant, le vieillissement provoque des changements physiques, sensoriels et cognitifs qui rendent plus difficile l'utilisation des produits et par conséquent la réalisation d'activités de la vie quotidienne. Nos produits sont conçus en prenant en compte ces considérations.



Les Parcours d'activité santé pour les séniors, « un lieu de rencontre pour les séniors et les enfants »

Ortotecsa, S.L.

C/Peña de Francia, 8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsca.com / Web: www.ortotecsca.com

Caractéristiques générales de conception

1.- RÈGLES GÉNÉRALES :

- S'agissant d'appareils destinés au collectif du troisième âge, tous les éléments ont été conçus conformément aux dispositions de la Directive 93/42/CEE et sa transposition espagnole R.D.414/96 sur les produits sanitaires.
- Tous nos éléments de parcours sont fabriqués conformément à la norme Européenne EN 16630:2015 sur les appareils fixes d'entraînement physique installés en plein air.
- Étudiés et conçus par des spécialistes en rééducation pour une utilisation en plein air et sans l'aide de personnel qualifié, leur forme est simplifiée afin d'éviter de possibles dommages et problèmes de vandalisme.
- Les modules sont accompagnés d'un panneau expliquant le maniement correct de chaque appareil, signé par un professionnel confirmé dans le secteur de la rééducation : **Dr Fermín Álvaro Pascual (MÉDECIN RÉÉDUCATEUR** - Membre de l'Ordre des médecins N°13933, Membre du Comité directeur de la FACME - Federación de Asociaciones Científico Española).

2.- CERTIFICATS GARANTISSANT CES RÈGLES :

Nos Parcours d'activité santé pour les séniors et personnes handicapées sont **avalisés par du personnel hautement qualifié dans le secteur de la rééducation :**

- Dr Fermín Álvaro Pascual (médecin rééducateur), conseiller de nos parcours.
- Maria Soledad González Pérez (ergothérapeute), technicienne responsable.
- Javier Álvarez González (kinésithérapeute), responsable du rapport d'expertise.

- **Marquage « CE »** conformément à la norme européenne EN-16630:2015.
- Autorisation de la Région de Madrid n° D.A.S.P.233/M
- **Licence sanitaire** du ministère de la Santé et de la Consommation n° 1187-PS
- **Certificat de qualité ISO 9001** sur la gestion de qualité de l'entreprise.
- **Certificat de qualité ISO 13485** de spécialistes en fabrication de produits sanitaires.
- Nous disposons également d'un **rapport kinésithérapique d'expertise** réalisé depuis 2003 qui **garantit la sécurité et la qualité de nos parcours.**

3.- COMPATIBILITÉ :

- En prenant en compte la cohabitation des Parcours d'activité santé pour les séniors avec les parcours pour enfants dans notre conception, concernant les matériaux et la sécurité, nous avons suivi les recommandations de la norme européenne infantile UNE EN-1176.1.

4.- FINITION ET SÉCURITÉ :

- Tous les produits fabriqués s'adressant aux séniors, ils sont fabriqués conformément au marquage « CE » R.D.414/96. L'objectif de ces parcours étant l'installation en zones publiques et à l'extérieur, ils ont été conçus afin de garantir qu'ils n'entraîneront aucun risque de blessures.

- a. Aucun élément ne présente d'extrémités ou de secteurs tranchants ou pointus.
- b. Il n'y a pas de risque de coincement ou d'écrasement.
- c. Les panneaux sont fabriqués en stratifié et non en bois afin d'éviter le risque de cassure.
- d. Toutes les zones d'empreinte sont antidérapantes.

Caractéristiques de construction

1.- STRUCTURES ET PARTIES MÉTALLIQUES :

Séries 1 et 2

- Marquises et/ou modules en acier galvanisé et revêtement postérieur en polyester. Tôle dans la partie avant et toit en acier inoxydable. Éléments d'exercices en acier inoxydable et revêtements postérieurs en polyester.

Série 3

- Panneaux en acier galvanisé et revêtement postérieur en polyester. Éléments d'exercices en acier galvanisé/zingué et revêtements postérieurs en polyester.

2.- ROULEMENTS : En acier inoxydable.

3.- FIXATIONS : En acier galvanisé.

4.- VISSERIE : Anti-vandalisme, en acier inoxydable + bouchons anti-vandalisme.

5.- POIGNÉES : En polyéthylène à haute densité.


6.- PANNEAUX (PANNEAUX ET POINTS D'INFORMATION) :

- Panneaux laminés à haute densité (stratifié).
- Résiste à l'humidité, au gel, à la grêle, aux rayons ultraviolets, aux pluies acides, aux termites, etc.
- Qualification anti-vandalisme, avec haute résistance à l'impact.
- En plus de ces caractéristiques, on peut ajouter la garantie qu'il ne s'agit pas d'un produit inflammable, conformément à l'homologation n° - CN267B11CD2000004 classe 2 et n° CN267B11CD100005 classe 1.
- Données techniques :
 - Tolérance d'épaisseur (EN 438-2 ISO 45867/II)
 - Densité (DIN 23479)
 - Conductivité thermique (DIN 52612)
 - Variation dimensionnelle à 20° d'humidité variable (EN 438-2 ISO 4586/II)

Sur la base des essais réalisés par TÜV SÜD Iberia, ce produit ne contient pas d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), il n'est donc pas toxique.- La maintenance est facile à effectuer, on peut laver à l'eau et au détergent les taches de graffiti.

7.- MAINTENANCE :

Nettoyage des panneaux (stratifié) à l'eau savonneuse en cas de graffitis ou avec un dissolvant de peintures plastiques.



Il y a différentes configurations de modules de marquises, il est possible de sélectionner le mieux adapté à vos besoins, en fonction de l'espace ou de sa forme.

Ortotecsa, S.L.

C/Peña de Francia, 8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsca.com / Web: www.ortotecsca.com

Séries 1 et 2 :

Structures en acier galvanisé et revêtement postérieur en polyester

Panneaux en stratifié imitation bois



Tôle du toit et de l'avant en acier inoxydable

Appareils en acier inoxydable



Série 3 :

Appareils de labyrinthes avec finition en rilsan pour que l'appareil ne subisse pas de détérioration avec le frottement.

Panneaux en stratifié jaunes



Structures en acier galvanisé.

Appareils en acier zingué.

Structures et appareils avec revêtement polyester.

Communs :

Visserie anti-vandalisme : en acier inoxydable et bouchons anti-vandalisme

Panneaux et points d'information : En stratifié (résistant à tout type de climat), non inflammable et anti-graffiti.

Poignées des appareils en polyéthylène haute densité de différentes grosseurs et formes pour différents travaux avec la pince de la main.

Appareils à empreinte (sur laquelle on pose les pieds) antidérapants et enrobés de rilsan.

OrtoteCSA,S.L.

C/Peña de Francia,8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsca.com / Web: www.ortotecsca.com

Fonctions des éléments

Les parcours ont pour but de prévenir et traiter la détérioration musculaire et squelettique. Ils permettent les exercices de :

- Coordination
- Équilibre
- Mobilité
- Force

Pour exercer les membres supérieurs :

Roue à épaule :

Cet appareil permet de travailler la circumduction de l'épaule, en effectuant un mouvement complet de l'épaule et de l'omoplate en rotation. Son objectif est de réduire, conserver ou augmenter la mobilité articulaire de l'épaule et soulager les différents dysfonctionnements de l'articulation scapulo-humérale.



Échelle à doigts :

Cet appareil permet d'augmenter l'amplitude de mouvements dans l'épaule et d'exercer les doigts. L'objectif est de fléchir les bras avec le coude en extension, puis en effectuant l'abduction, d'améliorer des pathologies comme l'arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde. Chaque échelle dispose d'une finition (en pointe ou arrondie) ainsi que d'une distance différente entre les barreaux pour réaliser des exercices différents.



Appareil de pronosupination :

Cet appareil permet d'exercer les articulations supérieures grâce à des mouvements de pronosupination du coude et de circumduction du poignet. Son objectif est d'améliorer les différents dysfonctionnements de l'articulation radio-cubitale supérieure, ainsi que de conserver ou augmenter la souplesse du poignet.



Ortotecsa, S.L.

C/Peña de Francia, 8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsacom / Web: www.ortotecsacom

Ressort :

Cet appareil permet de travailler la souplesse du poignet et du bras. Son objectif est de rééduquer, conserver ou augmenter la souplesse du poignet et du bras.



Appareil de flexion-extension-pronosupination :

Cet appareil permet de travailler la souplesse dans le poignet et l'avant-bras en réalisant différents exercices de flexion-extension et de pronosupination. Son objectif est de rééduquer, conserver ou augmenter la souplesse du poignet et de l'avant-bras.



Circuit en spirale :

Cet appareil permet de travailler la circumduction du bras et de l'épaule, grâce à des exercices en spirale. L'objectif est de rééduquer, conserver ou augmenter la mobilité articulaire de l'épaule.



Roues à mains :

Cet appareil permet de réaliser des flexions du coude de manière synchronisée. L'objectif est de rééduquer, conserver ou augmenter la souplesse du coude. Le mouvement de coordination et d'effort est supérieur à celui qui est réalisé sur les pédales à mains car les deux poignées tournent dans le même sens.

Circuit labyrinthe :

Cet appareil permet de travailler la coordination et l'adresse œil-main, en réalisant des mouvements qui exigent de la précision et qui répondent à un stimulus visuel. L'objectif est de conserver ou augmenter l'adresse dans les mouvements, ainsi que d'améliorer la souplesse du coude, de l'épaule et de la main.



Ortotecsa, S.L.

C/Peña de Francia, 8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (Spain)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsacom / Web: www.ortotecsacom



Circuit ondes :

Cet appareil permet de travailler la coordination et l'adresse œil-main, en effectuant des mouvements qui exigent de la précision et qui répondent à un stimulus visuel.

L'objectif est de conserver ou améliorer l'adresse dans les mouvements, ainsi que d'améliorer la souplesse du coude, de l'épaule et de la main.

Pédales à mains :

Ces appareils permettent d'entraîner et d'augmenter la résistance des muscles des membres supérieurs. L'objectif est de conserver ou augmenter l'adresse dans les mouvements, ainsi que d'améliorer la mobilité et la souplesse des bras et des poignets.

Le mouvement de coordination et d'effort est inférieur à celui réalisé sur les roues à mains car les deux poignées tournent en sens inverse, une main assiste donc l'autre pour réaliser l'exercice.



Extenseur à mains :

Ces appareils permettent d'augmenter la résistance des muscles des membres supérieurs. Son objectif est d'améliorer la force musculaire, la mobilité et la souplesse des bras et des poignets.



Roues à bras :

Cet appareil permet de réaliser des exercices de renforcement et d'assouplissement des membres supérieurs.

L'objectif est d'améliorer les articulations des épaules, des bras et des poignets. On pourra faire varier le niveau de difficulté en exerçant les rotations dans un sens différent ou dans le même

sens.

Auto-passifs double :

Cet appareil permet d'exercer et de mobiliser les muscles et les articulations des deux membres supérieurs par poulie thérapie passive, c'est-à-dire sans effort. L'objectif est d'améliorer les articulations du coude et de l'épaule dont la mobilité est limitée et douloureuses pour différentes causes.



Ortotecsa, S.L.

C/Peña de Francia, 8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsacom / Web: www.ortotecsacom

Espalier double :

L'espalier permet de travailler n'importe quelle partie du corps : abdominaux, hanche, jambes, bras, fessiers, dos et mollets. L'objectif est de réaliser des étirements parfaits de toutes les parties de l'organisme. Il est important de réaliser des étirements après l'exercice, pour détendre les muscles et leur rendre leur état normal.



Pour exercer les membres inférieurs :

Barres parallèles :

Cet appareil aide à améliorer la mobilité des membres inférieurs et la capacité de contrôle corporel sans perdre l'équilibre. L'objectif est de conserver l'indépendance et la fonctionnalité quotidienne, en prévenant certains problèmes comme les chutes, l'instabilité ou les situations de manque d'autonomie.

Une fois effectué l'exercice sécurisé sur les barres parallèles, on peut passer au niveau supérieur avec les escaliers et la rampe.



Escaliers :

Cet appareil aide à améliorer la marche, que ce soit sur terrain plat ou sur rampe et escaliers. Il est recommandé de l'utiliser après s'être entraîné sur les barres parallèles, on introduit ainsi plus de difficulté avec les marches et la rampe. L'objectif est de conserver une vie active, en facilitant l'indépendance et les sorties hors de chez soi, lors desquelles l'utilisation d'escaliers ou de rampes est très fréquente. Marches à différentes hauteurs.

Pédales :

Cet appareil aide à entraîner et à augmenter la résistance des membres inférieurs, à assouplir la mobilité des jambes, et à gagner en trajectoire articulaire dans l'articulation du genou. L'objectif est de conserver et améliorer la mobilité des jambes, augmenter la résistance des muscles et consolider le système cardiovasculaire.



Ortotecsa, S.L.

C/Peña de Francia, 8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsa.com / Web: www.ortotecsa.com

Planche et disque de Bohler :

Cet appareil permet de réaliser des exercices de flexion-extension, inversion-éversion et circumduction du pied. L'objectif est de gagner en amplitude de mouvement, augmenter ou conserver la souplesse du pied et de la cheville, ce qui servira à améliorer l'équilibre, la coordination et la proprioception des membres inférieurs.

**Ensemble disque, bascule, step :**

Cet appareil aide à renforcer les muscles et les articulations du dos, la hanche, la taille et les membres inférieurs. L'objectif est d'améliorer la coordination et l'équilibre, assouplir la zone lombaire et détendre la musculature du dos.



Parcours Ortoteca

Parcours d'activité santé pour les séniors Série 1 et 2 :



1



2

Ortoteca,S.L.

C/Peña de Francia,8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortoteca.com / Web: www.ortoteca.com



Marquise SÉRIE 1 :

- M.1 – Roue à épaule
- M.2 – Échelle + petite échelle à doigts
- M.3 – Appareil de pronosupination + ressort
- M.4 – Flexion-extension-pronosupination
- M.13 – Circuit spirale + roues à mains
- M.14 – Circuit labyrinthe + circuit ondes
- M.15 – Pédales à mains + Extenseur à mains

Modules SÉRIE 2 :

- M.EXT/1 – Roue à épaule + échelle + échelle à doigts
- M. EXT/2 – Appareil de pronosupination + flexion-extension + ressort
- M. EXT/3 – Extenseur + circuit spirale + roues à mains
- M. EXT/4 – Circuit ondes + circuit labyrinthe + pédales à mains



Modules adaptés SÉRIE 2 :



- P.A.202 – Flexion-extension + ressort
- P.A.203 – Extenseur + circuit spirale
- P.A.204 – Circuit ondes + roues à mains
- P.A.205 – Circuit labyrinthe + pédales à mains

Portique « Parcours d'activités santé pour les seniors » -
M.10-E

Portique parcours adapté - P.A.225

**Le portique comme les points
d'information et les panneaux
d'explication peuvent être personnalisés
pour chaque client dans la langue
souhaitée.**



Ortotecsa, S.L.

C/Peña de Francia,8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsacom / Web: www.ortotecsacom

Éléments communs :



Barres parallèles avec piste d'obstacles – M.5
Barres parallèles sans piste d'obstacles - M.EXT/5

Point d'information – M.10-C/5
Point d'information adapté – P.A.210-A

Escaliers avec rampe - M.EXT/6

Escaliers modulables :
Palier – F.95-1 (M.6)
Rampe – F.95-3(M.7)
Escalier long – F.95-5(M.8)
Escalier court – F.95-7(M.9)



Rampe double – P.A.212
Point d'information adapté – P.A.212-A



Pédales – G.6170 (M.10)
Point d'information – M.10-C/10



Pédales adaptées – P.A.214
Point d'information adapté – P.A.214-A

Ortotecsa,S.L.

C/Peña de Francia,8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsacom / Web: www.ortotecsacom



Table flexion-extension - F.40/40 (M.11)
Table circumduction - F.40/41 (M.12)

Point d'information – M.10-C/11-12
Point d'information adapté – P.A.11/12-A

Auto-passifs double - M.EXT/11
Auto-passifs double adapté – P.A.222



Roues à bras - M.EXT/10
Roues à bras adaptées – P.A.220



Espalier double - M.EXT/13



Ensemble disque-bascule-step - M.EXT/12
Point d'information – M.EXT/12-A

Barre de sécurité 1 usager - M.EXT/12-B-1
Disque de rotations - M.EXT/12-C
Bascule latérale - M.EXT/12-D
Step à ressorts - M.EXT/12-E

Ortoteca, S.L.

C/Peña de Francia, 8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortoteca.com / Web: www.ortoteca.com

Parcours d'activité santé pour les séniors Série 3 :



3



Modules SÉRIE 3 :

- EC/1 – Roue à épaule + échelle à doigts
- EC/2 – Appareil de flexion-extension + ressort + appareil de pronosupination
- EC/3 – Roues à mains + circuit spirale
- EC/4 – Circuit ondes + circuit labyrinthe

Modules adaptés SÉRIE 3 :

- P.A.301 – Roue à épaule + échelle à doigts
- P.A.302 – Flexion-extension + ressort
- P.A.303 – Extenseur + circuit spirale
- P.A.304 – Circuit ondes + roues à mains
- P.A.305 – Circuit labyrinthe + pédales à mains

Portique « Parcours d'activités
santé pour les séniors »

– EC/0-E

Portique parcours adapté - P.A.325



**Le portique comme les points
d'information et les panneaux
d'explication peuvent être personnalisés
pour chaque client dans la langue
souhaitée.**

Ortotecsa, S.L.

C/Peña de Francia, 8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsacom / Web: www.ortotecsacom



Barres parallèles avec piste d'obstacles
- EC/6-A
Point d'information – EC/6-A

Barres parallèles adaptées – P.A.310
Point d'information – P.A.310-A

Escaliers avec rampe - EC/7
Point d'information – EC/7-A

Rampe double – P.A.312
Point d'information – P.A.312-A



Pédales - EC/8
Point d'information – EC/8-A

Pédales – P.A.314
Point d'information – P.A.314-A

Table flexion-extension - EC/9
Table circumduction - EC/10

Point d'information – EC.9/10-A
Point d'information adapté – P.A.9/10-A



Roues à bras - EC/11
Roues à bras adaptées – P.A.320

Ortotecsa, S.L.

C/Peña de Francia, 8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsacom / Web: www.ortotecsacom



Auto-passifs double - EC/13
Auto-passifs double adapté – P.A.322



Ensemble disque-bascule-step - EC/12
Point d'information – EC/12-A

Barre de sécurité 1 usager - EC/12-B-1
Disque de rotations - EC/12-C
Bascule latérale - EC/12-D
Step à ressorts - EC/12-E



Espalier double - EC/14



Banc d'extérieur - EC/A
Banc d'extérieur avec accoudoirs centraux
- M.10-A

Ortotecsa,S.L.

C/Peña de Francia,8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsacom / Web: www.ortotecsacom

Conseil, étude et conception



Chez **Ortotecsa** nous travaillons pour adapter nos éléments de manière fonctionnelle, en créant des espaces diaphanes et confortables.

Nous assistons nos distributeurs en concevant avec eux, en offrant l'assistance technique et le développement des plans nécessaires leur permettant de visualiser préalablement leur projet.



Ortotecsa, S.L.

C/Peña de Francia, 8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsacom / Web: www.ortotecsacom

Certificats

CERTIFICADOS:



Iso 13485



Iso 9001



Licencia Sanitaria



Marcado CE

Ortotecsa est certifiée **ISO 13485:2012** en tant que fabricant de produits sanitaires et Parcours d'activité santé pour les séniors.

Ortotecsa est certifiée **ISO 9001:2008** en tant qu'entreprise de qualité.

Ortotecsa est titulaire de la **LICENCE SANITAIRE** de fabrication et d'importation **de produits sanitaires et de Parcours d'activité santé pour les séniors**.

Tous les produits Ortotecsa respectent les exigences du **MARQUAGE CE** en tant que **fabricants** de produits de **rééducation et Parcours d'activité santé pour les séniors** en respectant la directive 93/42/CEE et sa transposition dans le décret royal 1591/2009 du 16 octobre.

Ortotecsa dispose du **CERTIFICAT D'EXPORTATION** ou vente libre délivré par l'Agence espagnole des médicaments et des produits sanitaires.

Ortotecsa dispose du « **RAPPORT KINÉSITHÉRAPIQUE D'EXPERTISE** » technique des Parcours d'activité santé pour les séniors.

Ortotecsa, S.L.

C/Peña de Francia, 8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)

Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323

Email: info@ortotecsa.com / Web: www.ortotecsa.com



Vidéos et notes de presse sur www.ortotecsa.com



APARATOS Y DISPOSITIVOS
PARA APLICACIONES TERAPEUTICAS

ORTOTECSA

ORTOTECSA, S.L.
C/.Peña de Francia,8 (28500) Arganda del Rey
MADRID (España)
Tlf: +34 918 719 132 / Fax: +34 918 719 323
E-mail: info@ortotecsa.com
Web: www.ortotecsa.com

Web: www.ortotecsa.com
E-mail: info@ortotecsa.com
Tlf: +34 918 719 132 / Fax: +34 918 719 323
MADRID (España)

Ortotecsa, S.L.

C/.Peña de Francia,8-8bis. CP: 28500 Arganda del Rey, Madrid (España)
Tlf: 0034 918 719 132 / Fax: 0034 918 719 323
Email: info@ortotecsa.com / Web: www.ortotecsa.com